

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 22/2024  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 7086/2023  
**Objeto de la contratación:** Servicio de mantenimiento y cambio de accesorio para el Equipo de Filtración Tangencial marca REPLIGEN - Tercer llamado  
**Rubro:** Repuestos  
**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete (Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

| Retiro del pliego                |                                                                                 | Consulta del pliego     |                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección:</b>                | compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires                       | <b>Dirección:</b>       | compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires      |
| <b>Plazo y horario:</b>          | De lunes a viernes de 11 a 16hs hasta el día 15 de marzo de 2024 a las 14:30hs. | <b>Plazo y horario:</b> | Lunes a Viernes de 11 a 16hs hasta el día 11 de marzo de 2024. |
| <b>Costo del pliego:</b> \$ 0,00 |                                                                                 |                         |                                                                |
| Presentación de ofertas          |                                                                                 | Acto de apertura        |                                                                |
| <b>Dirección:</b>                | aperturas@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires                     | <b>Lugar/Dirección:</b> | compras@unsam.edu.ar,<br>(1650), SAN MARTIN, Buenos Aires      |
| <b>Fecha de inicio:</b>          | 05/03/2024                                                                      | <b>Día y hora:</b>      | 15/03/2024 a las 14:30 hs.                                     |
| <b>Fecha de finalización:</b>    | 15/03/2024 a las 14:30 hs.                                                      |                         |                                                                |

## RENGLONES

| Renglón | Descripción                                                              | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1       | XP005A01 L-CASSETTE REPLIGEN PRO PD 0.1m2 (LP) HyS 5kD.                  | UNIDAD           | 1,00     |
| 2       | Oliva PP conexión manguera ½ a Tri-Clamp ¾                               | UNIDAD           | 1,00     |
| 3       | Oliva PP conexión manguera ½ a Tri-Clamp 1                               | UNIDAD           | 1,00     |
| 4       | Abrazadera Clamp PS 1/2                                                  | UNIDAD           | 1,00     |
| 5       | Abrazadera Clamp PS 1.5                                                  | UNIDAD           | 1,00     |
| 6       | Tapa clamp de SS 316L 1.5                                                | UNIDAD           | 1,00     |
| 7       | Juntas clamp EPDM 1.5                                                    | UNIDAD           | 2,00     |
| 8       | Juntas clamp EPDM 1                                                      | UNIDAD           | 2,00     |
| 9       | Juntas clamp EPDM 3/4                                                    | UNIDAD           | 2,00     |
| 10      | Manguera de silicona curada al platino Dext=19 mm Espesor de pared=3 mm  | UNIDAD           | 1,00     |
| 11      | Sensor de presión marca SciLog conexión Tri-Clamp ¾ 080-696PSX           | UNIDAD           | 1,00     |
| 12      | Provisión de ORing de tapa de lóbulos marca ITT Jabsco Part# J92000-6049 | UNIDAD           | 1,00     |
| 13      | Revisión integral del ultrafiltro en MPH                                 | UNIDAD           | 1,00     |
| 14      | Cepillado tapa de la bomba lobular                                       | UNIDAD           | 1,00     |